

MRI撮影用真空固定具

頭部MRI撮影時に、患者様の動きを防止し、モーションアーチファクトの発生を抑えます。



1 独自の真空バルブにより、簡単な操作で固定が可能です。

- ・真空バルブから排気するだけで固定できます。
- ・バルブを回して空気を挿入するだけで、固定が解除されます。

2 吸気タイプの固定具とバルーンタイプの固定具の組合せによりMRI用ヘッドコイルへの挿入と密着が可能です。

- ・吸気固定具で頭部を固定します。
- ・バルーンにより吸気固定具とヘッドコイルを密着させます。

3 3TのMRI室でも使用可能な、操作環境に優れた固定具です。

- ・固定具だけでなく、ポンプも3TのMRI室で使用可能です。

株式会社 六 濤

〒113-0033 東京都文京区3丁目14番3号

TEL : (03)3813-7045 FAX : (03)3813-7014

URL : <http://www.rikutoh.com>